



MEDIAS
TERAPÉUTICAS
⊕ Línea Medicinal

Gelform[®]
THERAPEUTIC

MEDIAS TERAPÉUTICAS

+ Línea Medicinal

Gelform®
THERAPEUTIC



Medias de compresión Mujer - Línea business women



Con puntera
8-15 mmHg (ART. 501)
15-20 mmHg (ART. 502)
Colores

Sin puntera
8-15 mmHg (ART. 516)
15-20 mmHg (ART. 517)
20-30 mmHg (ART. 518)
Colores

Pantymedias



Con puntera
8-15 mmHg (ART. 519)
15-20 mmHg (ART. 520)
Colores

Sin puntera
8-15 mmHg (ART. 521)
15-20 mmHg (ART. 522)
Colores

Medias 7/8 con silicona



Con puntera
8-15 mmHg (ART. 505)
15-20 mmHg (ART. 506)
Colores

Sin puntera
8-15 mmHg (ART. 524)
15-20 mmHg (ART. 525)
20-30 mmHg (ART. 526)
Colores

Medias 3/4



Con puntera
8-15 mmHg (ART. 532)

Sin puntera
8-15 mmHg (ART. 531)
Colores

Panty Maternity

Tablas de talles

Panty 8-15 mmHg - Con y Sin puntera

TALLE	1	2	3	4
PESO (Kg)	45-65	65-75	75-85	85-95
ALTURA (Mts)	1,50-1,65	1,65-1,75	1,75-1,85	1,75-1,85

Composición: 92% poliamida 8% elastano

Media 7/8 8-15 mmHg

TALLE	1	2	3	4
ALTURA (CM)	150-165	165-175	175-185	175-185
PESO (KG)	45-65	65-75	75-85	80-95

Composición: 85% poliamida 15% elastano

Media 3/4 8-15 mmHg

TALLE	1	2	3	4	5
CALZADO	35-36	36-37	37-38	38-39	39-40
PANTORILLA	18-21	21-24	24-27	27-30	30-33

Composición: 82% poliamida 18% elastano

Panty Maternity 8-15 mmHg

TALLE	1	2	3	4
PESO (Kg)	45-65	65-75	75-85	85-95
ALTURA (Mts)	1,50-1,65	1,65-1,75	1,75-1,85	1,75-1,85

Composición: 82% poliamida 18% elastano

Panty 15-20 mmHg y 20-30 mmHg

TALLE	1	2	3	4
TOBILLO	18-21	21-24	24-27	27-30
PANTORRILLA	28-36	30-39	32-42	34-46
MUSLO	40-60	40-67	52-74	57-79
PESO (Kg)	45-65	65-75	75-85	85-95
ALTURA (Mts)	1,50-1,65	1,65-1,75	1,75-1,85	1,75-1,85

Composición: 88% poliamida 12% elastano

Media 7/8 15-20 mmHg

TALLE	1	2	3	4
TOBILLO	18-21	21-24	24-27	27-30
PANTORILLA	28-36	30-39	32-42	34-46
MUSLO	40-60	46-67	52-74	57-79

Composición: 85% poliamida 15% elastano

Media 3/4 15-20 mmHg y 20-30 mmHg

TALLE	1	2	3	4
PANTORRILLA	28-36	30-39	32-42	34-46
TOBILLO	18-21	21-24	24-27	27-30

Composición: 82% poliamida 18% elastano

*Tomar la medida de la circunferencia del tobillo y pantorrilla

MEDIAS TERAPÉUTICAS

⊕ **Línea Medicinal**

Gelform[®]
THERAPEUTIC



Medias de compresión Hombre - Línea business men



Tablas de talles

Medias de vestir 8-15 mmHg

TALLE	2	3	4	5	6
CALZADO	37-38	39-40	41-42	43-44	45-46

Composición: 49% poliamida 51% elastano

Medias de vestir 15-20 mmHg

TALLE	2	3	4	5	6
TOBILLO	18-21	21-25	25-28	28-31	31-34
PANTORILLA	28-33	30-37	32-40	34-43	39-45
CALZADO	37-38	39-40	41-42	43-44	45-46

Composición: 49% poliamida 51% elastano

Medias Business Men 16-20 mmHg

TALLE	XS	S	M	L	XL
TOBILLO	19-22	22-25	25-28	28-31	31-34
PANTORILLA	31-33	33-35	35-37	37-39	39-42
CALZADO	37-38	39-40	41-42	43-44	45-46

Composición: 85% poliamida 15% elastano

Colocador de medias



Un instrumento para ayudar a ponerse las medias de compresión.

Distiende el tejido para facilitar sensiblemente la introducción del pie.

*Tomar la medida de la circunferencia del tobillo y pantorrilla

MEDIAS TERAPÉUTICAS

+ Línea Medicinal

Gelform®
THERAPEUTIC



Medias de compresión Unisex - Línea business men



Tablas de talles

Medias deportivas 15-20 mmHg

TALLE	1	2	3	4	5
TOBILLO	18-21	19-21	21-24	24-27	27-30
PANTORILLA	27-35	29-36	30-40	34-43	37-47
CALZADO	37-38	39-40	41-42	43-44	45-46

Composición:

2% poliamida 22% elastano 76% algodón

Medias traveler 8-15 mmHg

TALLE	1	2	3	4	5
CALZADO	37-38	39-40	41-42	43-44	45-46

Composición:

21% poliamida 9% elastano 70% algodón

Medias therapeutic plus 15-20 mmHg / Clase 1 Medias therapeutic plus 20-30 mmHg / Clase 2

TALLE	2	3	4	5
TOBILLO	18-22	22-26	26-30	30-35
PANTORILLA	26-30	30-36	36-42	42-50

Composición: 82% poliamida 18% elastano

Medias therapeutic duo 30-40 mmHg / Clase 3

TALLE	2	3	4	5	6
TOBILLO	18-22	22-26	26-30	30-35	35-40
PANTORILLA	26-30	30-36	36-42	42-48	48-54

Composición: 63% poliamida 37% elastano

*Para las medias 15-20 mmHg y 20-30 mmHg tomar la medida de la circunferencia del tobillo y pantorrilla

MEDIAS TERAPÉUTICAS

⊕ *Línea Medicinal*

Gelform®
THERAPEUTIC



Beneficios de las medias de compresión graduada Gelform Therapeutic®

- Mejoran la circulación sanguínea y favorecen el retorno venoso.
- Previenen la aparición de várices, el deterioro de las venas varicosas, la celulitis y los derrames, aún durante el embarazo.
- Alivian la fatiga crónica de las piernas, por eso están indicadas para piernas cansadas y doloridas, tobillos y pies hinchados.
- Evitan cirugías desagradables y costosas.
- Indicadas para postoperatorio de cirugías venosas, escleroterapia.
- Previenen las molestias y las TVP (Trombosis venosa profunda) en viajes de larga distancia.
- Optimizan el rendimiento deportivo.

